

検査容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、子宮頸管粘液中顆粒球エラストラーゼで使用する採取容器について、製造販売元より仕様変更の連絡がございました。これに伴い、採取用綿棒ならびに抽出方法の一部を変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。





敬白

記

《検査項目》 [03161] 子宮頸管粘液中顆粒球エラストラーゼ
(採取容器：Q-6)

《変更日》 従来品の在庫が無くなり次第 順次変更

《変更内容》 検体採取用綿棒の変更及び抽出方法の一部変更

	変更後	変更前
滅菌方法	ガス滅菌	ガンマ線滅菌
綿棒容器		
抽出方法 (同梱の説明書裏面④)	 <p>検体抽出液がしみ込んだ綿棒を、抽出容器壁面に軽く押しつけて、抽出液が滴らない程度にした後、取り除きます。</p>	 <p>綿棒にしみ込んだ検体抽出液を抽出容器ごと指で押しつぶす等して絞り出した後、綿棒を取り除きます。</p>